お得で便利な DNAシーケンス 受託 バイク便によるサンプル回収サービス !!

14時半までのご注文で当日集荷、最短翌営業日に解析結果をお届けします!

サンプル提出の 翌営業日PM~ 解析結果がお手元に

Dラゴン

Day0

PM 14:30まで Web Order

PM *16:00~17:00 Picking

初回無償でお試し出来ます。 ご希望の方は 特記事項に下記をご記載下さい 【阪大バイク初回8検体分お試し】 裏面ご参照(ご注文方法3*)



Day 1



大阪大学の研究者の皆様への特別なサービス

- ●1本からバイク便でサンプル回収♪ もちろんは送料無料!
- 外箱も配送伝票も不要 ♪ジッパー付き袋にサンプルと注文完了画面の印刷を用意ください
- お部屋で待つだけ♪バイク便ライダーがお部屋まで伺います!

バイク便回収 特別価格

▼大阪大学 吹田キャンパスご所属のお客様限定 特別価格 バイク便 検体回収サービス 特別価格

Web注文画面の特記事項欄に初回は【阪大バイク SEQ200106S】と必ず記載してください。

解析タイプ Value Read	受け入れサンプル	価格 (税別)	サンプル提出後の納期 ※1	
プライマープレミックス	シングルチューブ(1.5ml)	通常¥800→ ¥450 /解析	最短翌営業日 ~	
	8連チューブ ★	通常¥580→ ¥430 /解析 ★ <u>6解析分</u> からご利用可	最短翌営業日 ~	
	96ウェルプレート	通常¥350→ ¥320 /解析 ※48解析分からご利用可	最短 +2営業日~	

※1 輸送遅延、機械エラーなどにより再解析が必要となった場合は納期が遅れることがございます。また多サンプルの場合の納期は要問合せ。

詳しくは裏面をご覧ください

★8連タイプフォームの場合は 6 解析分からの入力可。 価格例: 7解析分の時:¥430×7(税別)

お問い合わせ

DNAシーケンス部門 TEL:03-5492-7253

E-mail:sequence-jp@eurofins.com

ユーロフィンジェノミクス株式会社 eurofinsgenomics.jp





Genomics

DNAシーケンス サービス 補足(当日集荷版)

DNAシーケンスサンプル調整

[対象商品: Value Read 解析 プレミックス*]

* BigDye の混合は不要です。PCR産物はPCRプライマーや dNTP 除去のため、必ず精製してください。 サンプルは必ず電気泳動にて濃度をご確認ください(吸光度計での算出はお奨めいたしません)

「8連チューブ」は0.2ml の8連PCRチューブに、「シングルチューブ」は1.5mlチューブ に調製をお願いいたします。 「96ウェルプレート」は'セミ'スカート付96穴PCRプレート(透明)をご利用の上、必ず8連キャップにて密閉してください。 G12,H12のウェルは弊社でコントロール用に使用するため<u>サンプルは入れない</u>でください。A01はサンプルが<u>必要</u>です。

テンプレートと	テンプレート	プラスミド		450-900ng
プライマーを混合し			150-200bp	3-9ng
		PCR 産物	200-500bp	9-30ng
計 21 μ L / 1 反応			500-1,000bp	15-60ng
			1,000-2,000bp	30-120ng
になるよう dH2O で 調整			>2,000bp	60-150ng
	プライマー			9.6pmol

ご注文方法

ウェブ注文は平日14:30までにお済ませください

- 1 ユーロフィンジェノミクスのwebページでログイン ご注文ボタンを押してください
 - ※新規の方はご注文時にアカウントの登録が必要です。

eurofinsgenomics.jp

サンブルDNA回収サービス





- 2 画面に従いサンプル情報を入力、[購入へ]に進んでください
 - ※解析タイプ・サンプル形状にあったタブをご選択ください
- 3 サンプル回収サービスのサンプル回収-当日(Speed)を選択※ 初回のみ特記事項欄に「阪大バイク SEQ200106S 」と記入してください(初回8検体分無償お試しご希望の方は "阪大バイク初回8検体分お試し"と忘れずに記載下さい)
- 4 注文完了画面を印刷し(※必須)、サンプルに同封

解析サングルの回収先ご住所を翻択してください

サンブル回収不要(ご自身で出荷手配)の場合はチェックしてください

回収サービスの検定
(Choose Pick-Up option)
回収希望日
(Desired Collection Date)
集荷希望時間際
(Desired Collection Time)

次へ(Next)

•※サンプル回収不要には**√**しないでください。

- 16時~17時にバイク便ライダーが集荷に伺います
 - ※お時間の都合上、お部屋での待機はできかねますので、必ず16時までにサンプルの準備を お願いいたします
 - ※サンプルの破損・液漏れが無いようにチューブの蓋をしっかりと締めた状態でご提出してください



お問い合わせ・サンプル送付先

ユーロフィンジェノミクス株式会社 DNAシーケンス部門 〒143-0003 東京都大田区京浜島3-5-5 日通京浜島センター新棟2F TEL: 03-5492-7253 Email: sequence-jp@eurofins.com