

ELISPOT用に 最適化されたペプチドセット

サイトカインELISpotアッセイは、多様な疾患における免疫応答の研究で広く活用されています。特にT細胞応答の誘導能を評価することによってワクチンの効果を判定し、最適な投与法を決定するために使用されます。ELISPOT用ペプチド合成サービスでは**キラーT-cell**、**CD4ヘルパーT-cell**の2種もしくはこれらのプールよりプランをお選びいただけます。

	ペプチド個別品			
サービス名称	キラーT-cell 個別セットA	キラーT-cell 個別セットB	CD4ヘルパーT-cell 個別セットA	CD4ヘルパーT-cell 個別セットB
セット数	8種個別	16種個別	8種個別	16種個別
アミノ酸数(AA)	9	9	15	15
純度(HPLC)	>95%	>95%	>95%	>95%
収量	各1mg	各1mg	各1mg	各1mg
定価(税別)	¥326,000	¥651,000	¥484,000	¥967,000
納期	5～6週	6～7週	5～6週	6～7週
本数	総数16本 (0.5mg分注×2)×8	総数32本 (0.5mg分注×2)×16	総数16本 (0.5mg分注×2)×8	総数32本 (0.5mg分注×2)×16
納品形態	凍結乾燥品	凍結乾燥品	凍結乾燥品	凍結乾燥品
納品形状	2.0ml容チューブ	2.0ml容チューブ	2.0ml容チューブ	2.0ml容チューブ

※お客様ご都合によるキャンセルの場合にはキャンセル料金を頂く場合がございます。

- 1)合成あるいは精製が困難の際には金額・納期を含め仕様の変更が生じる場合があります。
- 2)ご依頼内容により、目的の合成物が得られない場合でもキャンセル料金を頂戴する場合があります。
- 3)弊社で製造した全ての合成ペプチドは試験研究用です。
- 4)純度は、HPLC分析によるピーク面積比から算出致します。

※プール品はお問合せください

カスタムペプチドライブラリ O-PLUS

O-PLUS は、独自に開発したマルチプレックス合成を行うことで、**多種類のペプチドライブラリを短期間、低価格で合成する**サービスで、エピトープマッピング、アラニンスキャンなど様々な用途にご使用いただけます。詳細は右上のQRコードを読み込んでいただくか直接弊社までお問い合わせください。



●お問い合わせ●

ユーロフィンジェノミクス株式会社
ペプチド合成・抗体作製サービス部門
〒143-0003 東京都大田区京浜島 3-5-5 日通京浜島センター新棟2F
TEL: 03-6631-0103
E-mail: antibody-jp@eurofins.com
E-mail: peptide-jp@eurofins.com

代理店