

精製方法アップグレード

オリゴDNA精製の質が、
研究の精度を変える

ご存知でしたか？

ユーロフィンジェノミクスのお客様の約**70%**が
より高い品質を求め、**OPC精製**か**HPLC精製**を選択しています¹⁾

なぜ“品質”にこだわるべきなのか

オリゴDNAの精製レベルは、実験結果の正確性・再現性・信頼性を大きく左右します。
反応系のバックグラウンド増大や誤配列の混入は、解析のプレや研究スピードの低下につながります。

精製方法の種類・特長について

精製方法		除去できるもの	特長・精度
脱塩 (Salt-free)	順相クロマトグラフィー による脱塩処理	塩類	遊離した保護基や不完全長オリゴDNAは 除去できません
OPC (カートリッジ)	カートリッジ精製により 不完全長オリゴを除去	塩類 遊離保護基 不完全長オリゴDNA	不完全長オリゴを除去できます 長鎖オリゴでは分離能が低下するため 注意が必要です
HPLC	逆相HPLCによる 高度な分取	塩類 遊離保護基 不完全長オリゴDNA(高精度)	逆相HPLCの濃度勾配により、 目的のオリゴDNAをターゲットにして分取します 最高精度の精製方法であり、 長鎖オリゴDNAには不可欠です ²⁾

Q 一般的なPCRの精製方法は？……………

A OPCやHPLC精製に変更することで、
アッセイの成功率は向上します

Q どのような用途でHPLC精製が必要か？……

A ・長鎖オリゴ、修飾オリゴ、クローニング、タンパク質相互作用等で
推奨されています
・プライマー用途における不純物の影響を低減する目的(低い精製グレードで
実験が上手くいかない場合)でも推奨されています。

1)2024年社内実績より

2)長鎖のWobble配列はピークが割れるので、HPLC精製には不向きです

ユーロフィンジェノミクスが選ばれる理由

ほしいときには手元にある

1 究極のスピード

日本全国 **最短翌日**お届け ▶ **すぐに実験で使用可能**



例) PCReady™ プライマー 納品スケジュール

※受付は夜 20 時まで行っています

ご依頼日 (0 日目)								翌日
17 時	18 時	19 時	20 時	21 時	22 時		4 時	翌日 AM
エリア A カスタマーセンター受付: 17 時まで		受付	配列確認・合成・精製			発送		最短到着
エリア B カスタマーセンター受付: 19 時まで			受付	配列確認・合成・精製			発送	最短到着

安心して使用できる

2 圧倒的な実績と厳格な品質管理

● 国内 No.1 実績

国内合成 30 年以上の圧倒的な実績

▶ 多くのお客様からリピート依頼をいただいています。

● 全数検査体制

全製品に対して ToF-MS または CE 測定による品質検査を実施

▶ 合成ミスや純度不足を確実に見逃しません。

▶ 製品に対するお客様からの改善要望率は年間 0.001% 未満です。

● 専門的な機器管理

社内の専門エンジニアチーム

が製造・測定機器の保守点検を日常的に実施

▶ ダウンタイムと誤差を最小化。

● グローバル管理システム

世界最高水準の基準を日本国内でも適用

▶ Eurofins グローバルで統一された品質管理システムを導入しています。

● 充実の国内サポート体制

営業・カスタマーサービス・合成部門担当者が、お問い合わせ
やご質問に対して迅速かつ丁寧に対応します(メール・電話とも可能)

ユーロフィンジェノミクス
受託サービス全般

オリゴ DNA 合成

次世代シーケンス

人工遺伝子合成

ペプチド合成

DNA シーケンス

抗体作製

ユーロフィンジェノミクス株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-8-1 千代田ファーストビル東館 12F

TEL: 03-6631-0105 FAX: 03-6631-0101

e-mail: oligosupport-jp@gsjp.eurofinsasia.com

<https://eurofinsgenomics.jp/jp/home.aspx>



eurofins

Genomics